

# 病理検査機器：器具

KG680~692

マルチタイマー(多音分時計)

- 一回で20項目以上のセットができます。
- 時間セットは簡単にピンを指すだけです。
- セット時間は1分~120分までセットできます。
- 卓上、壁掛け設置は自由にできます。
- 経過時間、及び残り時間が直読できます。
- 大きな文字板なので、スケジュールが一目でわかります。

### 病院使用例

病院使用例 ----- 赤沈、血餅収縮時間、遠沈、血清検査、酵素試験、クームス試験、トランスアミナーゼ試験、細胞、組織、血液等の各種染色試験等

検査室 ----- 赤沈、ブドウ糖の負荷試験、肝機能検査

外来病棟 ----- IPPB治療、胃液、十二指腸液の採取時間

処置室 ----- 検査、時間投与等


看護室 ----- 数多くの滅菌時間の設定等

中央材料室又は手術室 ----- 多種多様の訓練時間の設定等

リハビリテーション ----- レントゲンフィルムの現像

放射線科 ----- 定時間間隔の撮影 (EX.尿路撮影)

講演会 ----- 定時間内の発表



### 仕様

外寸法：W200×D100/140×H200mm  
 電源：AC100V 50/60Hz  
 重量：約2.5kg

コードNo.	型式		報知音の種類およびセット範囲				セット穴の間隔	価格
			ブザー	ベル	間けつベル	チャイム		
KG680-00	1音色	2H-S型	1~120分	—	—	—	1分間隔	50,000
KG681-00	2音色	2H-2SA型	1~120分	1~120分	—	—		58,000
KG682-00		2H-2SB型	1~120分	—	—	1~120分		58,000
KG683-00	3音色	2H-3SB型	1~60分	1~120分	1~60分	—		65,000
KG684-00		2H-3SA型	1~60分	—	1~60分	1~120分		65,000
KG685-00	4音色	2H-4S型	1~60分	1~60分	1~60分	1~60分		70,000
KG686-00	1音色	60M-A型	1~60分	—	—	—	30秒間隔	50,000
KG687-00	2音色	60M-2A型	1~60分	1~60分	—	—		58,000
KG688-00		60M-2B型	1~60分	—	—	1~60分		58,000
KG689-00	3音色	60M-3B型	1~30分	1~60分	1~30分	—		65,000
KG690-00		60M-3A型	1~30分	—	1~30分	1~60分		65,000
KG691-00	4音色	60M-4A型	1~30分	1~30分	1~30分	1~30分		70,000
KG692-01	マルチタイマーセットピン		3色	15本組各機種共通				6,000

※ご注文時には電源周波数(50Hz・60Hz)をご指定ください。

※ブザーの代わりにチャイム・ベルまたは間けつベルの何れかを希望される場合には¥4,000加算となります。