


血液・一般検査

血球計算盤



KA251~254

血球計算盤 トーマ

赤血球の算定等に用いられます。



Thoma



自社検定品【盤のみ内訳】 JIS盤

計算盤×1 カバーガラス×2 押さえ金具付ケース×1

自社検定品【セット内訳】 JIS盤


計算盤×1 赤血球ピペット×1 白血球ピペット×1 カバーガラス×2

コードNo.	種類	組合せ	検定	価格
KA251	標準	盤のみ	JIS	19,000
KA252	ブライトライン	盤のみ	JIS	23,000
KA253	標準	セット	JIS	24,500
KA254	ブライトライン	セット	JIS	29,000


血液・一般検査

KA255~258
血球計算盤 ビルケルチュルク

赤血球、白血球、血小板の算定等に用いられます。



Burkert-Turk


自社検定品【盤のみ内訳】 JIS盤

計算盤×1 カバーガラス×2 押さえ金具付ケース×1

自社検定品【セット内訳】 JIS盤

計算盤×1 赤血球ピペット×1 白血球ピペット×1 カバーガラス×2




コードNo.	種類	組合せ	検定	価格
KA255	標準	盤のみ	JIS	26,500
KA256	ブライトライン	盤のみ	JIS	31,500
KA257	標準	セット	JIS	32,500
KA258	ブライトライン	セット	JIS	37,500

血液・一般検査

KA259~262

血球計算盤 ノイバウエル

赤血球、白血球、血小板、リンパ球の算定等に用いられます。



自社検定品【盤のみ内訳】JIS盤

計算盤×1 カバーガラス×2 押さえ金具付ケース×1

自社検定品【セット内訳】JIS盤


計算盤×1 赤血球ピペット×1 白血球ピペット×1 カバーガラス×2

コードNo.	種類	組合せ	検定	価格
KA259	標準	盤のみ	JIS	29,500
KA260	ブライトライン	盤のみ	JIS	34,500
KA261	標準	セット	JIS	36,000
KA262	ブライトライン	セット	JIS	41,500


血液・一般検査

KA263~266
血球計算盤 フックスローゼンタール

白血球、脊髄液中の細胞の算定等に用いられます。



Fuchs-Rosenthal


自社検定品【盤のみ内訳】 JIS盤

計算盤×1 カバーガラス×2 押さえ金具付ケース×1

自社検定品【セット内訳】 JIS盤

計算盤×1 赤血球ピペット×1 白血球ピペット×1 カバーガラス×2

コードNo.	種類	組合せ	検定	価格
KA263	標準	盤のみ	JIS	23,500
KA264	ブライトライン	盤のみ	JIS	27,500
KA265	標準	セット	JIS	28,000
KA266	ブライトライン	セット	JIS	32,000

血液・一般検査

KA268**血球計算盤 バクテリア****特徴**

押さえ金具付ケースでカバーガラスと計算盤の接合性を高めることでニュートンリングを簡単に出すことができます。

コードNo.	種類	価格
KA268	バクテリア	36,000