

血液・一般検査

KA181

ナジェットチャンバー

血液製剤中の白血球残存数の計算等、高い検出感度を要求される細胞数算定に適しています。




コードNo.	種類	組合せ	検定	目盛標線	目盛面の深度	縦・横・厚さ	価格
KA181	標準	盤のみ	JIS	10×10mm	0.5mm	76×30×4.5mm	62,000
盤内訳		カバーガラス 27×29×0.4mm 2枚					

KA182	ナジェット専用カバーガラス 27×29×0.4mm 10枚/1箱	4,500
-------	-------------------------------------	-------

KA205～222

血球計算盤用カバーガラス

正確な血球計算に光学的に研磨された専用カバーガラスをご使用ください。



コードNo.	種類	厚さ	入数	価格
KA205	22×22mm	0.4mm	10枚/1包	1,700
KA209	22×24mm	0.4mm	10枚/1包	1,750
KA213	24×24mm	0.4mm	10枚/1包	1,850
KA219	23mm丸	0.7mm	10枚/1包	2,500
KA221	25×35mm	0.9mm (タイ用)	10枚/1包	4,000
KA222	22×24mm	0.2mm (バクテリア用)	10枚/1包	2,200

KA165

計算盤用止め金具 (ワンタッチ式)



弊社の計算盤専用です	2,500
------------	-------