

血液・一般検査

薄型コンパクトサイズで機能・操作性に優れた、プリンタ内蔵の分類計数器

KA004

白血球像分類計数器 F410N型



- 項目変更及びプリンタの打ち出し順は、必要な検査項目に合わせてキー操作により自由に変更することができますので、広範囲な研究・検査にご使用頂けます。
- 登録されている項目
 MBL・PROM・MYE・EBL・META・STAB・SEG・LYMPH・ATY-LY・BASO・EOSINO・MONO・A-LY・ANI・ANISO-BA・BAS・ELS・EO・EOS・LY・LYM・MET・MO・MON・OTH・OTH-1・OTH-2・OTH-3・OTH-4・OTHER・OTHER-1・OTHER-2・OTHER-3・OTHER-4・PLA・PLASMA・POI・POIK・POL・POLY・PRO・SEG-2・SEG-3・SEG-4・SEG-5・ST・STA・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12
 総合計に入らないキー（EBL）の設定及び位置の変更も簡単に行うことができます。
- 総合計は100以外に10～9990の間で設定でき、カウントが設定値に達した場合には電子音で知らせると共に、自動的にプリントアウトを行うこともできます。
- LCDを採用しており各項目3桁表示で、%もワンタッチ操作で切り替え表示し、確認を行うことができます。
- 手動・自動プリントアウトと共に外部出力（RS232C）機能も内蔵されています。

基本プリント例

```

*** HEMOGRAM ***
NAME
AGE      (M.F)
DATE     91.04.10
SER.NO   0001

*TOTAL    100
MBL       0    0.0%
PROM      1    1.0%
MYE       1    1.0%
META     2    2.0%
STAB     3    3.0%
SEG      58   58.0%
LYMPH    29   29.0%
MONO     2    2.0%
EOSINO   2    2.0%
BASO     2    2.0%
ATY-LY   0    0.0%
EBL      ( 16)

*IMPRESSION
    
```

コードNo.	KA004
分類項目	12項目（各項目キーの変更・プリンタ打ち出し順は可変） 登録項目 48項目+（数字12）
プリンタ	サーマルラインドット方式
記録紙	白ロール紙 外径48mm 幅58mm 長さ25m
電源電圧	（ACアダプター）AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	16VA
寸法・重量	W120×D230×H50mm 0.5kg
価格	150,000

コードNo.	KA004-01
記録紙	F410用 幅58mm×長さ25m 5巻入
価格	8,000