

# 血液・一般検査

## 骨髄像計数装置 マルクカウンター

### KA014-12

#### 骨髄像計数装置 M-1ANS

- 48項目までを任意のキーに割り当て、グループ別に色分けを設定して表示ができます。
- 各項目の%とM/e系・Ebl系別計数および%とM/E比をリアルタイム表示します。
- 最大25行までのコメントが設定できる他、1行フリー入力欄を設けました。
- 基本は500カウントですが、500カウントで足りない場合1,000カウントに瞬時に切り替えられます。
- 独自の処理方法により、半端な計数でも%の合計が必ず100.0になるようにしてありますので、必ずしも500カウントする必要はありませんし1,000カウントの場合でも途中で終了できます。
- ワンタッチボタンで報告書印刷：画面印刷ができます。(Excel、Word付属)
- データの保存はテキストファイルで簡単に編集でき、LANで受け渡しができます。
- TCP/IPまたはRS232Cポートで外部出力ができます。



#### ハード構成例

- ノートパソコン
- プリンター (含まない)
- オリジナル58キーボード

※モニターはハメコミ画像です。

KA014-12	M-1ANS (ノートPC)	650,000
----------	----------------	---------

# 血液・一般検査

## 骨髄像計数装置

### カウント画面



- 項目キーを押すと、都度カウントアップします
- 減算はF1減算キーを押し、項目キーを押せば減算できます
- 常に正確な%計算をします
- 項目名称は変更可能です

### コメント画面



- 該当項目の結果欄を（マウスで）クリックして使います
- 間違えても再度クリックすると消せます
- 最終行に全角で45文字まで入るコメント欄を設定しました
- 名称：コメント内容、結果は変更可能です（日本語も可能です）

### キーボード



◎項目キーの位置は変更可能です

### 印字例

