

# 血液 ・ 一般検査

## KF105・KF106

### ヘマトロン (ヘマトクリット毛細管)

**特徴** ポリカーボネート製毛細管のため、折れにくく破損による感染を防止できます。

**寸法** 外径 1.88mm × 内径 1.1mm × 長さ 75mm

**材質** ポリカーボネート



コードNo.	処理	箱色	包量	価格
KF105	ブレイン	青	200本×5入	25,000
KF106	ヘパリン処理済	赤	200本×5入	26,000

## KF121

### ヘマトシール

**特徴** 遠心の際にヘマトクリット毛細管を塞ぐためのパテです。  
毛細管を突き刺すことでシールできます。



コードNo.	包量	価格
KF121	2枚	2,400