


# 生化学・血清・細菌検査

生化学・血清・細菌検査

血清検査機器・器具

KC145・146

ドロPPER-25・50 $\mu$ L



- 緩衝液、抗原、血球等を定量(25、50 $\mu$ L)プレート穴に滴下できます。
- 滴下部はステンレス製、貯液部はガラス製で指の固定が可能です。
- 滴下ノズル先端は1滴量が正確なように高精度です。

全長：270mm 本体：ガラス製（ゴム球付）

コードNo.	品名	価格
KC145	ドロPPER-25 $\mu$ L用	お問合せ
KC146	ドロPPER-50 $\mu$ L用	お問合せ