


生化学・血清・細菌検査

生化学・血清・細菌検査

血清検査機器:器具

KC145・146

ドロッパー25・50 μ L



- 緩衝液、抗原、血球等を定量(25、50 μ L)プレート穴に滴下できます。
- 滴下部はステンレス製、貯液部はガラス製で指の固定が可能です。
- 滴下ノズル先端は1滴量が正確なように高精度です。

全長：270mm 本体：ガラス製（ゴム球付）

コードNo.	品名	価格
KC145	ドロッパー25 μ L用	4,000
KC146	ドロッパー50 μ L用	4,000