


生化学 ・ 血清 ・ 細菌検査

細菌検査機器:器具

KD215・216

ペニシリンカップ (生物検定用カップ)



- 抗生物質の力価検定を行う時に使用します。
- 材質は特殊合金を精密加工した円筒状のカップで金属イオンの析出がありません。
- モリブデンを入れ、耐腐食性能を増したSUS316製品を追加しました。

コードNo.	KD215	KD216
材質	SUS304	SUS316
外寸法	外8Φ×内6Φ×H10mm	
包装	50個入 1包	
価格	11,500	24,000