

病理検査

■ 標本整理箱Ⅳ

KE493～493-01

マグネット・バー（スワン用）

地震等の揺れによる顕微鏡標本整理箱・ブロック整理箱の引出の飛び出し・落下を防止

KE493



(1～18型) 上・下 2枚1組
但し15型系・16型を除く

KE493-01



(15型・15A型・15B型) 左・右 2枚1組

- 簡単に取り付け・取り外しができます。
- 取り外して、側面に貼っておけます。
- 安全のために、必ず2枚お貼りください。

	サイズ	重量	価格
KE493	433mm	244g	6,000 (2枚1組)
KE493-01	357mm	201g	
	幅30mm 厚み5mm		