

# 病理検査

## 目録 標本整理箱IV

### KE493~493-01

マグネット・バー (スワン用)

地震等の揺れによる顕微鏡標本整理箱・ブロック整理箱の引出の飛び出し・落下を防止

#### KE493



(1~18型) 上・下 2枚1組  
但し15型系・16型を除く

#### KE493-01



(15型・15A型・15B型) 左・右 2枚1組

- 簡単に取り付け・取り外しができます。
- 取り外して、側面に貼っておけます。
- 安全のために、必ず2枚お貼りください。

サイズ	重量	価格
357mm	201g	4,800 (2枚1組)
433mm	244g	
幅30mm 厚み5mm		