


病理検査

目録 標本整理箱Ⅱ

KE472~474

標本整理箱 (スワン 小型)

- 標本は2条のスプリングによって垂直に、しかも完全隔離された状態で保存されます。
- 引出は簡単に取り外せますので、持ち運びが可能です。



コードNo.	型番	品名	外形寸法 (mm) 引出内部寸法 (mm)	収納数	価格
KE472	K-16型	普通スライド用標準型	W433×D226×H137 w29×d213×h97	100枚×12引 1,200枚	46,000
KE474-03		標本整理箱用天板	K-16型に適用		10,000
KE474-04		標本整理箱用台			11,000

※価格は1段のみの価格です。


病理検査

目録 標本整理箱Ⅱ

KE475~476

標本整理箱 (スワン 大型)

- 標本スタンドはマグネット式、間仕切式があり、どの位置でも標本をしっかりと固定できます。
- 1引出しに2列の収納方式で、標本の収納枚数は1引出し1,200枚もの大量収納ができます（マグネット式）。
- 取り出し可能な1列5枚の仕切り板がついていますので、ブロックごとの整理、分類に最適です（間仕切式）。



コードNo.	型番	品名	寸法	収納数	価格
KE475	K-18型	大型用 間仕切式	外形 W433×D610×H143mm	1,200枚×6引 7,200枚	77,000
KE475-01	"	大型用 マグネット式	引出内部 w62×d588×h97mm		77,000
KE476-01		標本整理箱用天板	K-18型に適用		12,000
KE476-02		標本整理箱用台			14,500

※価格は1段のみの価格です。


病理検査

目録 標本整理箱Ⅱ

KE477~481

標本整理箱（電子顕微鏡標本用）

- 標本は2条のスプリングによって垂直に、しかも完全隔離された状態で保存されます。



コードNo.	型番	品名	外形寸法 (mm) 引出内部寸法 (mm)	収納数	価格
KE477	K-3型	K横1/3 立用型 スプリング式	W433×D310×H185 w62×d280×h150	200枚×6引=1,200枚	受注生産 お問い合わせ
KE478	K-3B型	K横1/3 横用型 スプリング式	W433×D310×H117 w127×d280×h70	200枚×3引=600枚	受注生産 お問い合わせ
KE479	K-4型	K横1/2 立用型 スプリング式	W433×D310×H230 w62×d280×h183	200枚×6引=1,200枚	受注生産 お問い合わせ
KE480	K-4B型	K横1/2 横用型 スプリング式	W433×D310×H122 w192×d280×h75	200枚×2引=400枚	受注生産 お問い合わせ
KE481	K-7型	K横1/2 スプリング式	W433×D310×H196 w95×d280×h144	200枚×3引=600枚	受注生産 お問い合わせ
KE474-01		標本整理箱用天板	K-3、3B、4、4B、5、7型に適用		10,000
KE474-02		標本整理箱用台			11,000

※価格は1段のみの価格です。

病理検査


目録 標本整理箱Ⅱ

KE492

スライド整理箱 (写真フィルム・35mmスライド用)



- 1引出しの大きさは写真フィルム、35mmスライドフィルムがピッタリ納まります。
- 引出し底部にあるスプリングによりフィルムは直立式に保存できます。検索も簡単です。



コードNo.	型番	品名	外形寸法 (mm) 引出内部寸法 (mm)	収納数	価格
KE492	K-5型	スライド整理箱 スプリング式	W433×D310×H117 w62×d280×h70	200枚×6引=1,200枚	受注生産 お問い合わせ
KE492-01	K-5型	スライド整理箱 マグネット式	W433×D310×H117 w62×d282×h70	200枚×6引=1,200枚	受注生産 お問い合わせ

※価格は1段のみの価格です。