

# 汎用品・局方試験

## 恒温水槽

### KG376-31・35



血液・生化学・血清・細菌検査室及び研究室 他

#### 中型デジタル恒温槽



- デジタル設定なので操作简单
- 2種類の安全装置で安心稼働
- 強弱可変ポンプで水温は常に安定
- 水の交換がラクな本体、水槽分離タイプ

仕様	
温度精度	±0.1℃
温度範囲	室温～65℃
温度設定	デジタル式
温度表示	デジタル式
攪拌方法	特殊循環方式
安全装置	レベルセンサー（水位低下防止） 温度ヒューズ（ヒーター加熱防止）
電源	AC 100V
水槽	透明塩ビ 底：黒



KG376-31 水槽込み 一式 価格 185,000

KG376-35 水槽込み 一式 価格 195,000